

Oscar Medtec Läkemedelskylskåp, ML-S serien

Artikel	ML-S400	ML-S300	ML-S145
Volym, liter	400	300	145
Höjd, mm	1870	1505	825
Bredd, mm	600	600	600
Djup, mm	700	655	600
Vikt, kg	74	64	38
Temperaturlarm (akustiskt & visuellt)	•	•	•
Larmgräns, förinställd	2°-8° C	2°-8° C	2°-8° C
Förinställd temperatur (börvärde)	+5° C	+5° C	+5° C
Temperaturnoggrannhet	± 0,6° C	± 0,6° C	± 0,6° C
Temperaturmätning i luft	•	•	•
Temperaturmätning i last	•	•	•
Display, digital	•	•	•
Max-/minavläsning display	•	•	•
Dörrlarm	•	•	•
Fläkt	•	•	•
Automatisk avfrostning	•	•	•
Justerbara fötter, framtill, 2 st	•	•	•
Hjul, baktill, 2 st	•	•	•
Belysning invändigt, LED	•	•	•
Belysning invändigt, av/på	knapp	knapp	knapp
Köldmedium	R600a	R600a	R600a
Isolering	PU-skum, C5H10	PU-skum, C5H10	PU-skum, C5H10
Dörrhängning	Höger/vänster	Höger/vänster	Höger/vänster
Glasdörr, höger/vänster	○	○	○
Självstängande dörr	•	•	•
Material interiört, stålplåt	Vitlackerad	Vitlackerad	Vitlackerad
Material exteriört, stålplåt	Vitlackerad	Vitlackerad	Vitlackerad
Färg	Vit	Vit	Vit
Skåpshylla tråd standard	6	6	3
Extra skåpshylla tråd (standard)	○	○	○
Skåpshylla tråd med plexiglas	○	○	○
Skåpshylla utdragbar	○	○	○
Handtag	•	•	•
Lås, nyckel	•	•	•
Elektroniskt kodlås	○	○	○
El-lås (kortläsare ingår ej)	○	○	○
Extern larmkabel	○	○	○
Energieffektivitet (KW/24tim), solid dörr	1,75	1,35	0,84
Energieffektivitet (KW/24tim), glasdörr	2,45	2,2	0,9
Nätsladd, längd i meter	2,5	2,5	2,5
Klimatklass 4	•	•	•
Ljudnivå, db	48	47	38
Volt, V/Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Tillverkningsland	SE	SE	SE

• standard / ○ tillval / - inte tillgängligt